FICHE TECHNIQUE
Mise à jour le 19/09/2025

MASQUE MÉDICAL TYPE IIR BLEU À ÉLASTIQUES

928975

Masque Médical Type IIR Bleu à Élastiques 3 plis. Offre un confort optimal et couvre le nez, la bouche et le menton.
Résistant face aux projections de liquides biologiques.



Photo non contractuelle

LES + PRODUITS

+ Confort absolu grâce au non tissé multicouches
+ Protection maximale avec sa barrette intégrée et ses 3 plis limitant les fuites au visage
+ Sécurité sans compromis avec ce masque hypoallergénique.

MARCHÉ CIBLES

- Médical

APPLICATIONS

- Prévention contre les maladies infectieuses à risque (Selon les recommandations nationales en vigueur)
- Durée d'utilisation : 4 heures maximum (en continu)
- DLU: 36 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU	3 plis, Spunbond PP 30 g/m² + filtre Meltblow PP 25 g/m² + intérieur Spunbond PP 25 g/m². Non stérile.
DIMENSION	17,5 x 9,5 cm (+/-2)
LIEN	Elastiques auriculaires
BARETTE NASALE	Polypropylène et métal. 10 cm
COLORIS	Intérieur blanc/extérieur bleu

PRÉCONISATIONS

- Utilisation par le personnel du bloc opératoire pour les chirurgies présentant un risque de projections de liquides biologiques
- Adapté aux ports de longue durée
- Un masque souillé durant l'intervention doit être changé

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS DU COLIS	POIDS BRUT	POIDS NET	COLISAGE
928975	52*38*34 cm	8 kg	7 kg	Colis de 40 boîtes de masques

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le 19/09/2025

MASQUE MÉDICAL TYPE IIR BLEU À ÉLASTIQUES

928975

STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

SÉLECTION ET UTILISATION

Les masques à usage médical, communément appelés masques chirurgicaux, sont conçus pour atténuer l'émission de grosses gouttelettes par la personne qui les porte. En revanche, ils sont moins efficaces pour atténuer l'émission d'aérosols plus petits, en raison de l'ajustement et de l'étanchéité faciale. Sur le lieu de travail, lorsqu'une évaluation du risque identifie un risque d'exposition respiratoire en raison d'un danger aérien, un équipement de protection individuelle [marqué CE conformément au Règlement (UE) 2016/425], tel qu'un appareil de protection respiratoire, peut être nécessaire. Un masque à usage médical n'est pas un masque filtrant de protection.

Le présent document ne précise pas les exigences de performance en matière de fuites vers l'intérieur. La fuite totale vers l'intérieur est souvent plus importante que la fuite totale vers l'extérieur pour deux raisons : le jet à grande vitesse de l'expiration, qui entraîne une plus grande impaction des particules que dans le cas de l'inspiration diffuse, et l'évaporation rapide des particules après l'expiration, qui les rend plus petites et plus difficiles à filtrer.

Le présent document décrit deux types de masques à usage médical liés à des niveaux de performance. Le type I est le niveau de performance le plus basique. Les masques à usage médical de type II et de type IIR sont principalement destinés à être utilisés par des professionnels de santé dans une salle d'opération ou dans d'autres établissements médicaux aux exigences similaires. Les masques à usage médical de type IIR sont également destinés à protéger le porteur contre les projections de fluides potentiellement contaminés.

CERTIFICATIONS

CE

- BFE (filtration bactérienne) > 99,2% (Nelson test 957829-S01 du 10/04/2017)
- DELTA-P (résistance respiratoire) < 29 Pa/cm² (Nelson test 957829-S01 du 10/04/2017)
- Splash test (anti-projection liquide biologique) : conforme (Nelson test 947953-S01 du 22/02/2017)
- Propreté microbienne (Nelson test 1348518-S01 29/10/2020)